

Rese-transport rullstol



Rese-transport stolen är lätt och smidig att ha med på resor för den kan fällas ihop och tar då så liten plats så den får plats i en väska. Den är idealisk för användning både inomhus och utomhus där terrängen inte är för kuperad (t.ex. gallerior, flygplatser). Den har parkeringsbromsar, tramprör och inställbara benstöd

Sittbredd: 45 cm, Sittdjup: 45 cm, Sitthöjd: 48 cm
Ytterbredd: 57 cm Längd: 84 cm. Höjd: 95 cm.
Ihopfälld blir stolen 29 cm bred. Väskan är 30x30x73 cm
Vikt: 9,3 kg. Max brukarvikt: 115 kg



Den är enkel att fälla ihop som en "paraplyskyl" och läggs i en väska som är lätt att bära med sig på axeln med långa handtag eller rulla på väskans transport hjul.



OBS: När den används som rullstol bör inte armstöden fällas upp för förflyttning i sidled eftersom de behöver vara fästa i framkanten för stabiliteten i rese-transport stolen.

**Pris 3500 kr + Frakt + Moms
c:a 2 veckors leveranstid**



Bruksanvisning för att fälla ut/ihop rullstolen

När rullstolen är nerpackad i sin väska har baksidan på ryggstödet 2 gummiskydd för att inte rören ska skava mot väskans insida.

Ta bort skydden innan ryggstödet fälls upp och spara dem till hopfällningen.

Lossa armstöden och fäll dem rakt upp och fäll ut benstödsrören. Sen kan sitsens fyra hörn tryckas isär. När sitsen är helt utfälld fästs armstöden i sitsen och fotstöden sätts på

Vid hopfällningen görs tvärtom. Fäll upp armstöden rakt upp. Drag i de två lyftbanden på sitsens sidor och fäll ihop stolen. Fäll sen ner armstöden hela vägen bakåt och in i stolen. Fäll sen ner ryggen och sätt tillbaka de 2 gummibussningarna baktill på ryggstödet för att inte rören ska skava på väskans insida. Ta av fotstöden och vik upp benstödsrören.

Placera rullstolen i väskan med ryggen nedåt. Lägg fotstöden inunder.

Ska rullstolen sändas med flyg eller annan transport så polstra den extra i väskan.

Elisabeth Svedin Rehab

Borgargatan 18

117 34 Stockholm

Telefon

0709-695269

elisabeth@svedinrehab.se

www.svedinrehab.se

Plusgiro

185431-4

F-skattebevis

5107153222