

WeeFolal 120

Urinuppsamling

WeeFolal-testet lämpar sig bäst för färskt uppsamlad urin som kan samlas in när som helst under dygnet. Testet kan också göras på urin som har varit förvarats i kylskåp i upp till 4 timmar. Det måste inte vara 100% sterilt, lite smuts i urinen gör ingen större inverkan på testet.

Så här utförs testet

WeeFolal testet kan utföras på ett urinprov som är uppsamlat från 120:e dräktighetsdagen fram till en månad innan förväntad fölning. Vi rekommenderar inte att testet utförs innan 120 dagar har förflutit. Utför testet i rumstemperatur och med bra belysning. Urinprovet och WeeFolal-testet bör förvaras en stund i rumstemperatur innan testet utförs. OBS! Urinprovet måste vara utblandat enligt beskrivningen nedan innan testet utförs! Gör aldrig testet med utspädd urin!

När du är redo för att genomföra testet, öppna foliepåsen och placera den uppsamlade urinen, testkassetten, 2 plastpipetter och en behållare med utspädningsvätska (urine diluent) på en jämn och ren yta. Tag den ena pipetten och pressa samman plastbubblan upp till så att du kan dra in så mycket urin i pipetten att röret fylls helt. (0,15 ml räcker för att fylla röret, evt överskott hamnar i den nedre reservoaren.) Töm ut urinprovet från pipetten in i behållaren med utspädningsvätska genom att försiktigt trycka på den övre plastbubblan (evt överskott från insugningen av vätska kommer att stanna kvar i reservoaren). Sätt tillbaka locket på behållaren och vänd den några gånger så att urinen blandas med utspädningsvätskan. Tag nu den andra rena pipetten och dra upp så mycket utspädd urin från behållaren som blandats att hela röret fylls. Töm det utspädda urinprovet droppe för droppe från pipetten i det runda hålet på testkassetten genom att försiktigt trycka på den övre plastbubblan.

Tillåt det utspädda urinprovet att dra in i den absorberande ytan i hålet mellan dropparna. Redan efter några droppar kommer urinprovet börjar vandra längs membranet i fönstret på testkassetten. Fortsätt att tillsätta droppar av utspädd urin tills vätskan har nått $\frac{3}{4}$ av membranets längd i testfönstret, dvs tills du ser att vätskan har nått markeringen "C" på testkassetten's plastylsa. Om testkassetten har problem med att suga upp urinprovet kan det hjälpa om du trycker och böjer lite på den.

OBS! Se till att testkassetten inte översvämmas! Tillsätt inte det utspädda urinprovet för snabbt eller ta för mycket vätska på en gång, då kan det bli översvämning!

Vänta i 5-10 minuter. Testresultatet blir normalt synligt inom 5 minuter, men ibland kan det dröja upp till 10 minuter innan resultatet tydligt framträder.

Om stoet är dräktigt kan du se ett streck i testfönstret, om det ej är dräktigt visar sig två streck. Det andra strecket är då vanligtvis svagare och något bredare än det första.

Ej dräktig



Dräktig

Begränsningar och Garanti

WeeFolal 120 är framställt som ett diagnosiskt test för att fastställa dräktighetsstatusen för hästar. Det finns inga garantier, uttalade, antydda eller på annat sätt indikerade som sträcker sig utanför denna beskrivning av produkten. Reproductive Technologies, AgResearch Ltd eller Avelssto.se ansvarar inte för egendomsskada, person- eller hästkada eller ekonomisk förlust orsakad av denna produkt.

Garantin är begränsad till utbyte av ett defekt/icke fungerande test till ett nytt inom 30 dagar. Återsänd då det felaktiga testet med en kort beskrivning av vad du är missnöjd med så skickar vi dig ett nytt utan kostnad. En förutsättning för att garantin ska gälla är att testet är korrekt utfört enligt bifogade instruktioner. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på info@avelsto.se. Lycka till!