

## PRODUKTJÄMFÖRELSE



Baby-Comp

Lady-Comp

Pearly

<b>Tidsnivå (nivå 1)</b>			
Klocka, datum, år	Ja	Ja	Ja
Tidszoner och skiftarbete	Ja	Ja	Ja
Väckarklocka, väcktid	Ja	Ja	Ja
<b>Fruktbarhetsnivå (nivå 2)</b>			
Indikering av fruktbarheten	Ja	Ja	Ja
Visning av ägglossning	Ja	Ja	Ja
mätvärde omväxlande med cykeldag	Ja	Ja	Ja
Tidigare mätvärden (antal dagar)	250	180	99
Prognos fruktbarhet (kommande dagar)	6	6	6
<b>Cykelstatistik (nivå 3 eller 4)</b>			
Body Mass Index	Ja	Ja	-
Antal sparade cykler	Ja	Ja	-
Genomsnittlig cykellängd	Ja	Ja	-
Genomsnittlig temperaturökning efter ägglossning	Ja	Ja	-
Genomsnittlig variation ägglossningsdag i dagar	Ja	Ja	-
<b>Planeringsnivå (BC nivå 3)</b>			
Markera samlag (SL)	Ja	-	-
Visning konceptionsdag	Ja	-	-
Visning förlossningsdag	Ja	-	-
Könsprognos "pojke/flicka"	Ja	-	-
<b>Planeringsstatistik (BC nivå 4)</b>			
Högfases längd i genomsnitt	Ja	-	-
Monofaser (cykler utan ägglossning) i procent	Ja	-	-
Gulkroppsunderfunktion (CLI) i procent	Ja	-	-
Planeringsträffar av de senaste 20 cykler	Ja	-	-
<b>Indikering av graviditet</b>			
Möjlig graviditet efter 4-5 dagar	Ja	-	-
Trolig graviditet efter 15 dagar	Ja	Ja	-
Bekräftad graviditet efter 18 dagar	Ja	Ja	Ja
<b>Ytterligare funktioner</b>			
Provmätning och självtest	Ja	Ja	Ja
Mättidsintervall +/- 3 timmar	Ja	Ja	Ja
Markering menstruation	Ja	Ja	Ja
Inmatning av tidigare menstruationsdata, dagar	250	180	99
Utskrift cykeldata, dagar	250	180	99-180
Radera data, spara data	Ja	Ja	Ja
<b>Fler fakta</b>			
Nätanslutning med inbyggd laddningsbart batteri	Ja	Ja	-
Batteridrivna	-	-	Ja
Uppgradering av mjukvara inkluderande familjeplanering	-	Ja	Nej
Kliniskt testad Pearl-Index	0,7	0,7	0,7
Livslängd i antal år	Ca 10	Ca 10	Ca 8-10
Följtkostnader, förbrukningsmaterial	-	-	Batteri ca 2 år
Storlek i cm	Ø 14	Ø 14	7 x 10
Vikt i gram	200 g	200 g	52 g
Garanti antal år	3	2+1	2