

## Hårtvätt i säng / Uppblåst schampo-ring

På undersidan sitter avflödet med en slang som läggs t.ex. i en hink bredvid sängen.

Tvättas av med tvållösning. Torka av den ordentligt efteråt, även under ringen.

Låt den sen ligga uppblåst så den blir riktigt torr innan den packas ihop.



Vidd 59 cm djup 8 cm

Art. nr 304002

Pris 275 kr + moms + frakt

**OBS Prisändring från 2018-01-01**

Istället för att skölja håret med en vanlig kanna (som visas i bilden) rekommenderas den speciella sköljkannen som visas nedan.

## Sköljkanna för hårtvätt



Alla dessa funktioner gör den speciellt lämpad att användas tillsammans med schampo-ringen ovan.

Kannen har specialutformad öppning nertill som man sätter mot pannan. När man sköljer med vatten rinner det längs med sidorna av huvudet och ansiktet och ögonen skyddas. Man får därmed en hand fri som man kan användas som ett trygghets-skapande stöd. Uppskattat av både ung och gammal. Kannan rymmer drygt 1,3 liter vatten och botten är specialutformad som gör att vattnet rinner i ett jämnare flöde.

Rengörs med vanligt rengöringsmedel.

OBS: Kan inte diskas i maskin

Art.nr 301001

Pris 150 kr + moms + frakt



OBS Paket pris för 1 st Schampo ring och 1 st Sköljkanna 400 kr + moms + frakt

Beställ dem genom att maila till [elisabeth@svedinrehab.se](mailto:elisabeth@svedinrehab.se)

Uppge leverans och faktura adress

eller skicka beställningen till Svedin Rehab, Borgargatan 18, 117 34 Stockholm

De kan också beställas via [www.svedinrehab.se](http://www.svedinrehab.se) e-butik