


## UTPROVNINGSPROTOKOLL KRABAT SHERIFF

Utprovningsdatum och ort:
Barnets namn:
Förskrivare:
Hjälpmiddelskonsulent:
Fysionords representant:
Övrigt:

 Krabat Sheriff med Sheriffrygg (låg)	<b>Sheriff S1 rullstol, chassi inkl. sadelsits</b> <i>(enhandsbroms, benstöd med justerbara fotplattor och fotremmar, exkl. klädsel/sittdyna och rygg)</i>	400-1191	<input type="checkbox"/>
	<b>Klädsel</b> Klädsel sits, stl 1, röd Klädsel sits, stl 1, grafit (svart)	300-1040 300-1035	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<b>Hjul 20"</b> , set inkl. drivringar och länkhjul <i>(endast till S1)</i>	400-3012	<input type="checkbox"/>
	<b>Sheriff S2 rullstol, chassi inkl. sadelsits</b> <i>(enhandsbroms, benstöd med justerbara fotplattor och fotremmar, exkl. sittdyna och rygg)</i>	400-1190	<input type="checkbox"/>
	<b>Klädsel</b> Klädsel sits, stl 2, röd Klädsel sits, stl 2, grafit (svart)	300-1047 300-1042	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<b>Hjul 24"</b> , set inkl. drivringar och länkhjul <i>(endast till S2)</i>	400-3010	<input type="checkbox"/>
	<b>Ryggar:</b> Ryggstöd Standard, stl 1, röd klädsel Ryggstöd Standard, stl 2, grafit (svart) klädsel Ryggstöd Standard, storlek 3, grafit (svart) klädsel	300-3004 300-3005 300-4011	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Ryggstöd Plus, stl 1 exkl. bålstöd, röd klädsel Ryggstöd, Plus, stl 2, exkl. bålstöd, grafit (svart) klädsel <i>Välj till bålstöd (tillbehör)</i>	300-8040 300-8041	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Ryggstöd standard		
	Ryggstöd Sheriff, stl 1, röd klädsel Ryggstöd Sheriff, stl 2, grafit (svart) klädsel	400-30191 400-30182	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<i>Önskas annan färg på ryggstödet anges det i löpande text vid beställning.</i>			

## TILLBEHÖR OCH RESERVDLAR

	<b>Positionering av fötter (fotrem ingår i rullstol):</b>		
Geldyna, lev. med överdrag	Ankelselar storlek 1, par, (omkrets ca 17-27 cm)	900-1205	<input type="checkbox"/>
	Ankelselar storlek 2, par, (omkrets ca 25-33 cm)	900-1206	<input type="checkbox"/>
	<b>Till sits:</b>		
Bålbälte elastiskt	Gel dyna inlägg till sits, stl 1	400-2182	<input type="checkbox"/>
	Gel dyna inlägg till sits, stl 2	400-2146	<input type="checkbox"/>
Bröstmål, neopren, 10 cm	Tryckavlastningdyna, svart, stl 1 (T-foam)	300-2146	<input type="checkbox"/>
	Tryckavlastningdyna, svart, stl 2 (T-foam)	300-2147	<input type="checkbox"/>
	Kantlist till sits	300-9985	<input type="checkbox"/>
Bröstmål, neopren, 10 cm	Abduktionsrem/lårstropp, neopren	900-1143	<input type="checkbox"/>
	<b>Positionering av bål, alla ryggar/sitsar:</b>		
Bord	Bröstmål, elastiskt, bredd 5 cm	300-1016	<input type="checkbox"/>
	Elastiskt bröstbälte, neopren, tvådelat, stl 1, bredd 10 cm	300-10191	<input type="checkbox"/>
Stödhandtag	Elastiskt bröstbälte, neopren, tvådelat, stl 2, bredd 10 cm	300-10231	<input type="checkbox"/>
	Bord, stl 1, höjdjusterbart, inkl fäste	300-10201	<input type="checkbox"/>
Bålstöd insvängda/raka	Stödhandtag, inkl. fäste	300-10661	<input type="checkbox"/>
	Förhöjt fäste bord/stödhandtag, inkl fäste	300-2133-00	<input type="checkbox"/>
	Båken/bålstöd	300-80500	<input type="checkbox"/>
Bröstplatta inkl försärkt bålstödspolstring	<b>Positionering av bål, endast Plusrygg:</b>		
	Bålstöd, raka, par (h7 d12)	300-8050	<input type="checkbox"/>
Bröstplatta inkl försärkt bålstödspolstring	Bålstöd, insvängda, par (h7 d12)	300-8051	<input type="checkbox"/>
	Bålstöd högt, rakt fäste, par (h14 d12)	900-1366	<input type="checkbox"/>
	Bålstöd högt, insvängt fäste, par (h14 d12)	900-1367	<input type="checkbox"/>
Nackstöd	Bröstplatta med förstärkt bålstödspolstring	300-1081	<input type="checkbox"/>
	Bröstsele, storlek 1, neopren, H-modell, h 28 cm	900-1215	<input type="checkbox"/>
	Bröstsele, storlek 2, neopren, H-modell, h 38 cm	900-1216	<input type="checkbox"/>
	<b>Övrigt:</b>		
	Huvudstöd, inkl fäste	300-1065	<input type="checkbox"/>
	Överdrag till huvudstöd, neopren	300-3022	<input type="checkbox"/>
	Körhandtag, inkl. fäste	400-3027	<input type="checkbox"/>
	Enhandsstyrning för montering på länkhjul	400-2200	<input type="checkbox"/>
	Förhöjningsdistans till delad fotplatta, styck	400-2185	<input type="checkbox"/>

Tippskydd, S1, st (två styck rekommenderas)	400-3013	<input type="checkbox"/> x2
Sidoskydd 20", st	400-3015	<input type="checkbox"/> x2
Ekerskydd 20", st	400-220200	<input type="checkbox"/> x2
Drivringsgrepp 20" hjul, st	400-30121	<input type="checkbox"/> x2
Tippskydd S2, styck (två styck rekommenderas)	400-3026	<input type="checkbox"/> x2
Sidoskydd 24", st	400-1105	<input type="checkbox"/> x2
Ekerskydd 24", st	400-220240	<input type="checkbox"/> x2
Drivringsgrepp 24", st	400-30101	<input type="checkbox"/> x2
<b>Reservdelar:</b>		
<b>Reservdelar och anpassningsmaterial:</b>		
Fäste huvudstöd	300-9986	<input type="checkbox"/>
Klädsel sits stl 1, röd	300-1040	<input type="checkbox"/>
Klädsel rygg, standard stl 1, röd	300-1061	<input type="checkbox"/>
Klädsel rygg, Plus stl 1, röd	300-1073	<input type="checkbox"/>
Klädsel rygg, Sheriff stl 1, röd	400-3037	<input type="checkbox"/>
Klädsel rygg, standard stl 1, grafit (svart)	300-1058	<input type="checkbox"/>
Klädsel rygg, Plus stl 1, grafit (svart)	300-1069	<input type="checkbox"/>
Klädsel rygg, Sheriff stl 1, grafit (svart)	400-3035	<input type="checkbox"/>
Klädsel sits stl 2, svart	300-1042	<input type="checkbox"/>
Klädsel rygg, standard stl 2, grafit	300-1049	<input type="checkbox"/>
Klädsel rygg, Plus stl 2, grafit	300-3030	<input type="checkbox"/>
Klädsel rygg, Sheriff stl 2, grafit	400-3023	<input type="checkbox"/>
Höftbälte, medium	900-1174	<input type="checkbox"/>
Höftbälte, large	900-1175	<input type="checkbox"/>
Höftbälte, x-large	900-1370	<input type="checkbox"/>
Fotrem, styck	300-3029	<input type="checkbox"/>
<b>ANPASSNINGAR INOM CE-MÄRKNING</b>		
Tillverkaren Krabat AS godkänner följande anpassningar inom CE-märkningen:		
Att värma och forma om nackstödet plastdel.		
Att kapa hel fotplatta om konflikt uppstår med länkhjul.		
Användande av Ryggkilar från ETAC eller annat skummaterial som fästes under klädsel på rygg och sits.		
Använda förhöjda fästen för sele R82 som fästs i befintliga hål i rygg.		
Hål får borras i standarddrygg för fast montering av tvådelat bröstbälte i neopren och bäcken/bälstöd.		
Mer information hittar du på <a href="http://www.svancare.se">www.svancare.se</a>		
Kombinationsavtal finns för bälte och selar från HEA medical.		

## Utvärdering av sittposition i sadelstol – traditionell stol

### Posture and Postural Ability Scale (hämtat från CPUPs sjukgymnastdel)

#### Postural förmåga i sittande

Sittande på brits \_\_\_\_\_ Sittande i traditionell stol \_\_\_\_\_ Sittande i sadelstol \_\_\_\_\_

1= kan inte placeras i sittande

2= kan placeras i sittande men behöver stöd

3= kan sitta utan stöd men inte röra sig

4= kan luta bålen lite framåt – bakåt innanför understödsytan

5= kan göra tyngdöverföring lateralt och återgå till ursprungsläget (från ena bäckenhalvan till andra)

6= kan ta sig ur sittande (byta ställning tex ta tyngd på fötterna och lämna från underlaget)

7= kan ta sig i och ur sittande

#### Asymmetrier i sittande

**Hållning frontal** (framifrån) Ja= 1 poäng, Nej= 0 poäng

	Traditionell stol	Sadelstol
Huvudet i medellinje		
Bålen symmetrisk		
Bäckenet neutralt		
Benen separerade och raka I förhållande till bäckent		
Armarna vilande längs sidorna		
Jämn viktfordelning		
<b>Totalpoäng</b>		

**Hållning sagittalt** (från sidan) Ja= 1 poäng, Nej= 0 poäng

	Traditionell stol	Sadelstol
Huvudet i medellinje		
Bålen i neutralläge		
Bäckenet neutralt		
Höfterna böjda (90°)		
Knän böjda (90°)		
Fötterna i neutralläge/fotsulor mot golvet (underlaget)		
<b>Totalpoäng</b>		

**Övrigt noterat:** (handfunktion, kommunikation, sväljförmåga)