

# Endoskopiprodukt

## Injektionsnålar/skleroterapinålar

Injektionsnål för injektion av sklerotiserande ämnen vid behandling av varicer i mag/tarmkanalen. Steril.



Art. Nr.	Hylsa	Kanal	Arbetslängd	Nål Ø	Nål längd	Antal/förp
MED-136-INJ	Ø 2,3 mm	Ø 2,8 mm	230 cm	23 G	4 mm	10 st
MED-137-INJ	Ø 2,3 mm	Ø 2,8 mm	230 cm	23 G	5 mm	10 st
MED-138-INJ	Ø 2,3 mm	Ø 2,8 mm	230 cm	25 G	5 mm	10 st
MED-139-INJ	Ø 2,3 mm	Ø 2,8 mm	230 cm	21 G	5 mm	10 st
MED-221-INJ	Ø 2,3 mm	Ø 2,8 mm	160 cm	23 G	4 mm	10 st
MED-222-INJ	Ø 2,3 mm	Ø 2,8 mm	160 cm	25 G	5 mm	10 st

## Polypfångare

Polypektomisnara som används i kombination med elektrokirurgi i mag/tarmkanalen vid resektion av polyper. Steril.



Art. Nr.	Hylsa	Kanal	Arbetslängd	Loop Ø	Loop form	Antal/förp
MED-120-SNA	Ø 2,3 mm	Ø 2,8 mm	230 cm	20 mm	Oval	10 st

## Kapselhåv/Polyphåv

Nät för hämtning av födoämnen eller polypfragment efter resektion med polypektomisnara i samband med elektrokirurgi. Steril.



Art. Nr.	Hylsa	Kanal	Arbetslängd	Loop Ø	Loop form	Antal/förp
MED-132-NET	Ø 2,5 mm	Ø 2,8 mm	230 cm	40x65 mm	Oval	10 st
MED-133-NET	Ø 2,5 mm	Ø 2,8 mm	230 cm	30x60 mm	Oval	10 st
MED-195-NET	Ø 2,5 mm	Ø 2,8 mm	230 cm	25x45 mm	Oval	10 st
MED-217-NET	Ø 2,5 mm	Ø 2,8 mm	260 cm	30x60 mm	Oval	10 st
MED-218-NET	Ø 2,5 mm	Ø 2,8 mm	230 cm	40x55 mm	8-kant	10 st

## Monofilamentsnara för flata lesioner

Monofilamentsnara vid endoskopi för resektion av platta lesioner. Steril.



Art. Nr.	Hylsa	Kanal	Arbetslängd	Loop Ø	Loop form	Antal/förp
MED-129-MUC	Ø 2,5 mm	Ø 2,8 mm	230 cm	10 mm	8-kant	10 st
MED-130-MUC	Ø 2,5 mm	Ø 2,8 mm	230 cm	20 mm	8-kant	10 st

## Extraktionsballong ERCP korta system - Stenextraktionsballong

Trippel-lumen ballongkateter för stenextraktion i bilopankreatiska kanalen vid ERCP. Steril.



Art. Nr.	Hylsa	Kanal	Arbetslängd	Ballong	Guidewire	Antal/förp
MED-212-EXT	Ø 2,3 mm	Ø 2,8 mm	200 cm	Ø 10/12/15 mm	0,025"/0,035"	10 st

## Clips

Justerbar, roterbar clip applikator, 135° klovinkel, 11 mm öppning. Steril.



Art. Nr.	Hylsa	Kanal	Öppning	Arbetslängd	Klo-vinkel	Antal/förp
MED-204-CLP:	Ø 2,3 mm	Ø 2,8 mm	11 mm	230 cm	135°	10 st

## Bitmunstycke

Med och utan huvudband. Sterila.



Art. Nr.	Storlek	Material	Antal/förp
MED/102	Ø 21x25 mm	För vuxen med band	50 st
MED/106	Ø 18x20 mm	För vuxen med band	50 st
MED/106/P	Ø 16x20 mm	För barn med band	50 st
MED/102/B	Ø 21x25 mm	För vuxen utan band	50 st
MED/106/B	Ø 18x20 mm	För vuxen utan band	50 st
MED/106/P/B	Ø 16x20 mm	För barn utan band	50 st

## Tatueringsmarkör för tarm

Kit för endoskopisk tatuering. Steril.



Art. Nr. TS-205 Tatueringsmarkör, 5 ml, 10 cc luer-lock-spruta. 10 st/förp.